



# 人工遺伝子合成ご注文ガイド

## 【見積依頼・ご注文方法】

Webへアクセス → 人工遺伝子合成 クリックでご注文へ

[eurofinsgenomics.jp](http://eurofinsgenomics.jp)



ユーロフィントップページからご注文画面へお進みください。

※ご購入・お見積に際してログインが必要です。  
アカウントをお持ちでない方は、「アカウント」にて新規にご登録ください。  
※買い物カゴ（ご購入タイミング）時にログインも可能です。

### 【！】ご注意ください

同一ログインIDによる複数人による同時ログインはできません。

各自ログインIDを取得してください。

### 【！】同IDを複数人で利用している場合


共通IDご利用の方は特にご注意してください。  
誰かログイン操作中にご自身もログインしてしまった場合、他の方の操作を妨害してしまう場合がございます。恐れ入りますが関係者様へお声がけのうえご利用ください。  
ご不便な場合は各人様用のID取得をお手伝いいたしますので、弊社営業部までご相談お寄せください。

また、**買い物かご**には、他の方の注文予定品も保存されていますので、**ご購入手続き画面**では、誤って全てを購入しないように商品を選択し部分的に購入してください



## ご注文依頼遺伝子情報のご入力

ご注文依頼の遺伝子情報のご入力をお願いします。



- 1 : サンプル名を入力（～20文字。半角英数字）
- 2 : 配列タイプを選択（塩基配列 or アミノ酸配列）
- 3 : 最適化有無を選択

★おすすめ★  
タンパク質発現が目的の場合に勧めさせていただきます。  
宿主のコドン使用頻度に合わせた最適化が可能です。  
※最適化希望の方は必ず発現系をご選択ください  
ご希望の生物種が無い場合はステップ⑤  
オプション項目の【特記事項欄】へ記述してください。

- 4 : 5末、3末の制限酵素サイトを選択  
※最適化をご選択頂いた場合、制限酵素をご指定頂きますと自動で「含めたくない配列」が追加されるようになっております。制限酵素サイト以外はお選びください。



- 5 : 合成する配列を入力
- 6 : 次へ (NEXT) クリック  
※最適化する場合には5',3'にUTR(15bまで)の入力が可能です


お問い合わせ

ユーロフィンジェノミクス株式会社  
人工遺伝子部門 TEL: 03-5492-7001

Email: [gsy-jp@eurofins.com](mailto:gsy-jp@eurofins.com)


# 合成する配列のレビュー画面 → ベクターの選択

【弊社標準ベクター】 或いは【お客様ご指定ベクター】 を選択してください。  
 (★バリュー遺伝子(45円/bp、10営業日～)をご希望の方は必ずチェックボックスにチェックを入れてください。)



## ★バリュー遺伝子合成★

3,000bpまでの配列で、バリュー遺伝子合成 (45円/bp～、最短10営業日出荷) をご希望の方はチェックして下さい。  
 チェックがない場合は、スタンダード遺伝子 (55円/bp～、最短3営業日出荷) での対応となります。  
 3,001bp以上のお客様は自動的にバリュー遺伝子合成(価格、納期はbp数によって異なります)となります。  
 ※コンプレックス配列は対象外となります



・市販品の場合(+30,000円/遺伝子、+5営業日)  
 ベクター名、薬剤耐性、ベクターサイズをご記入いただき、ベクターマップの添付をお願いいたします。  
 弊社で購入させて頂く場合には最下部にチェック頂き、メーカー名と製品番号をご入力下さい(購入代金が追加となります)  
 ・市販品以外の場合(+50,000円/遺伝子、+5営業日)  
 ベクター名、薬剤耐性、ベクターサイズをご記入いただき、ベクターマップと全長配列の添付をお願いいたします

# 追加サービス・プレップサイズの選択 / 確認画面

通常はMiniPrep (追加料金なし) となりますが、Midiスケール以上ご希望の方はこちらのプルダウンより選択してください。



必要に応じて編集・削除等の操作をしてください。

Pos. サンプル名	製品名	発現型(生物種)	長さ	ベクター	留意	エンドキシ ン処理	オプション
1	aaaaaa	スタンダード 遺伝子	Non-Optimized	24 bp	Kan耐性標 準ベクター	プラスミド 複製 Mini Scale (up to 10µg DNA)	目




Midi Prep以上は追加料金がかかります。  
 ●エンドキシンプリー処理を依頼：  
 <対象> プラスミド精製 Maxi, Mega, Gigaスケールの場合のみ受付  
 ●特記事項(Notes)：必要に応じてご記入ください(自由記述)

# 買い物かご画面・ウィッシュリスト

【！】この時点ではご注文が確定していません

内容を今一度ご確認いただき、チェックボックスにて選択していただき、「見積もり」ボタンもしくは「購入ボタン」をクリックしてください。



※コンプレックス遺伝子に判定された場合は、見積り依頼のみ操作可能です。

今回ご購入されない場合は「ウィッシュリスト」に移動して保存しておくことが可能です。

配列情報を変更したい場合は編集をクリックして編集してください。

お届け先の選択をお願いします。  
編集・削除、新しい住所の設定をいただくことが可能です。

今後の確認が不要な場合はこちらにチェックをいれてください。  
次回購入時から当ページはスキップされます。

請書・ご確認メール配信先、商品の発送先にチェックを入れて  
いただきますようお願いいたします。

自動返信メールならびに納期案内メールを同時受信する方を入力。  
※主な登録情報のメールアドレスには、未選択時でも必ず送信  
されますのでご了承ください。  
▼例：2個以上の場合にはコンマ(,)区切り  
mail1@eurofins.com, mail2@eurofins.com

※一度記入しますと次回以降も表示されます。

最終確認画面【配列・配送先・代理店・バイオハザード】

最終確認画面にて、こちらに記載されている各項目について、  
誤りがないかご確認いただきますようお願いいたします。

最終確認でご注文内容に誤りがあった場合

右上の「買い物かご」をクリック。  
「買い物かご確認画面」にて注文したいものを再選択してく  
ださい。具体的な修正操作は 当マニュアル2 ページ参照。



※必ずバイオハザードの安全性確認をお願いいたします。  
「ご依頼いただく遺伝子合成の配列中には、毒性、感染性、  
ウイルスの複製などに関わる遺伝子が含まれていないこと、  
またウイロイド全長ではないことを確認済みである」  
ことに同意して、をつけてください。

この後の完了画面でweb order No. (もしくは見積番号)が表示され、自動返信メールと、納期案内メール (もしくは見積メール) の  
計2通が必ず届きます。  
※メールが届かない場合は、恐れ入りますがユーロフィンまでご連絡ください。