

ほしい時には手元にある！

オリゴはやっぱりユーロフィン

オリゴDNA合成 受託サービスのご案内



ユーロフィンジェノミクスが選ばれる理由

お客様の実験・研究計画を円滑に進めるため、確かな品質と信頼の納期でサービスをご提供いたします

お客様のご要望

- 実績のあるところに委託したい
- できるだけ早く届けて欲しい
- 通関手続きに伴う日数ロスなく予定通りに納品してほしい
- 緊急でオリゴ合成が必要。月曜日にすぐ使いたい。
- 発注の手間を省きたい
- 発注フォームは手順が簡単なものがよい
- 高品質なものを納品してほしい
- 技術的な細かい質問にも対応してほしい
- メールだけではなく、電話でも対応してほしい
- 営業担当者とも密に連絡を取りたい
- 色々な要望に応じた提案をしてほしい
 - ・考える手間を省きたい
 - ・ある程度の本数を依頼したいが安くなりますか？
 - ・チューブではなくプレートでほしい
 - ・RNA合成を頼みたい
 - ・大量(mg単位)に同じ配列がほしい
 - ・色々な修飾をお願いしたい
 - ・ジェノタイピングや定量PCR用のプローブを提案してほしい

ユーロフィンジェノミクスの特長

国内No.1実績

- 国内合成 **30年以上**の圧倒的な実績
- 多くのお客様に**リピート依頼**をいただいています

業界最短納期

- 最短**翌日**お届け
- **土曜日**も受付可能
- 当日**夜20:00**まで受付
- 予定通りにご自身の研究が可能

お客様に応じた3タイプのオーダー入力画面

- **スムーズ・便利・簡単な発注**を実現

個別入力モード

ファイルアップロード

一括入力モード

充実の国内サポート体制

- 営業・カスタマーサービス・合成部門担当者が、お問い合わせやご質問質問に対して**迅速かつ丁寧に対応**（メール・電話とも可能）

ご要望に応じた様々なプランをご用意

- 定額プランあり
- 塩基数・本数の組み合わせから、よりお得なプランのご提案
- 納品物はチューブ・プレートのご選択が可能
- RNA合成はもとよりRNA-DNAキメラ合成も可能
- 大量合成（ラージスケール）のご提案
- 200種類以上の一般的な修飾物をご用意※ご要望に応じて特殊修飾もご対応
- 国内合成かつ国内最安値のリアルタイムPCRプローブのご提供

● 当社では他にも受託検査・研究サービスを行っており、お客様に応じて最適なソリューションを随時提供しています。

各サービスの詳細は裏面をご覧ください ▶

オリゴDNA 合成受託サービスについて

PCReady™ プライマー 定額オリゴDNA合成

17base 以下の場合におすすめ

一般的な PCR や DNA シーケンス用

すぐに実験で
使用可能

合成鎖長	6-35 base
スケール	1 OD
精製	OPC
納期	最短翌日
参考価格(税別)	¥1,090/本
納品形態	チューブ

日本全国
最短翌日お届け



スタンダードオリゴ ご要望別オリゴDNA合成

18base 以上ならこちらをおすすめ

脱塩・OPC・HPLC 精製の選択可能
各種修飾の選択可能

修飾物は
200種類以上

修飾納期は
最短+2日

合成鎖長	6-160 base
スケール	10/50 nmol
精製	脱塩・OPC・HPLC
納期	最短翌日
参考価格(税別)	¥58/base ~
納品形態	チューブ・プレート

最短翌日お届け



HTS® オリゴ 少量・多本数でお得なオリゴDNA合成

48本以上ほしい方におすすめ

多本数のオリゴDNAをさらに低価格でご提供

※HTS = High Throughput Synthesis

48本以上
で
プレート納品
(96穴)も可能

合成鎖長	6-70 base
スケール	10/50 nmol
精製	脱塩/OPC
納期	最短3営業日
参考価格(税別)	¥20/base ~
納品形態	チューブ・プレート

最短
2営業日出荷



RNA合成 RNA合成・RNA-DNA キメラ合成

RNAi はじめゲノム編集研究分野の方におすすめ

・ssRNA、dsRNA、キメラ、修飾にも対応可能
・US・EU市場で培った確かな技術による合成



Single Strand RNA (1本鎖)	精製グレード	鎖長	納期	保証収量
	脱塩	6 ~ 40base	約2週間	8 OD
Double Strand RNA (2本鎖)	精製グレード	鎖長	納期	保証収量
	脱塩	17 ~ 27 base	約2週間	2 OD
1本鎖DNA-RNA キメラ合成品	精製グレード	鎖長	納期	保証収量
	HPLC	6* ~ 40base	約2週間	2 OD

ラージスケールオリゴ 大量オリゴDNA合成

5mg 以上ほしい方におすすめ

一度にミリグラム単位のオリゴDNAが必要な場合に最適

医薬品開発
検査用キット
工業用原料等の
用途に最適

合成鎖長	10-100 base
スケール	5, 10, 30, 50, 100mg
精製	脱塩/OPC/HPLC
納期	最短7営業日
参考価格(税別)	¥26,000/本~
納品形態	チューブ

最短
+6営業日出荷



qPCR用プローブ ジェノタイピング・qPCR用プローブ

qPCR用プローブをお求めの方におすすめ

ダブル標識プローブ、Quick LC ダブル標識プローブ
もご用意 例: FAM-TAMRA、FAM-BHQ1、HEX-BHQ1 など

プローブも
国内合成

高いTm値、
短い鎖長で
作成可能

MGB プローブ

合成鎖長	5-40base
収量	5, 20, 40 nmol
納期	最短6営業日
参考価格(税別)	¥48,100/本~

国内合成品を日本最安値でご提供



ユーロフィンジェノミクス・受託サービス全般

オリゴDNA合成

次世代シーケンス

人工遺伝子合成

ペプチド合成

DNAシーケンス

抗体作製

ユーロフィンジェノミクス株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-8-1 千代田ファーストビル東館 12F

TEL: 03-6631-0105 FAX: 03-6631-0101

e-mail: oligosupport-jp@gsjp.eurofinsasia.com

https://eurofinsgenomics.jp/jp/home.aspx



eurofins

Genomics