

# 次世代シーケンスサービス

## NovaSeq/HiSeq X 相乗り解析

★高出力NovaSeq/HiSeq X使用によるお手頃なバリュープライス  
★初めてでも安心・丁寧なコンサルテーション ★Webから簡単なお問合せ

### トランスクリプトーム解析

NovaSeq 6000 使用

マルチプレックスバリュープライス(0.4億read~/sample)

1サンプル **¥44,000**より

遺伝子発現量解析 +¥20,000/sample

- サンプル量 total RNA 2 $\mu$ g~, 納期 サンプルQC合格後6~9週間
- NovaSeq 6000 2x150bp, 0.4億read~/sample, 6Gb~/sample
- Index hopping の問題に対応 (Dual Index 使用)
- サンプルQC、ライブラリ調製費用を含みます。
- 出荷費用 USBメモリーの場合 +¥5,000、HDD の場合 +¥10,000

### ゲノム シーケンス解析

HiSeq X 使用

マルチプレックスバリュープライス(10Gb~/sample) ※4サンプルご依頼の場合の目安

1サンプル **¥56,000**より

変異候補抽出解析 +¥30,000/sample

- サンプル量 ゲノムDNA 2 $\mu$ g~, 納期 サンプルQC合格後6~10週間
- HiSeq X 2x150bp, 10Gb~/sample
- Index hoppingの問題に対応 (Illumina Free Adaptor Blocking Reagent使用)
- サンプルQC、ショットガンライブラリ調製、出荷費用を含みます。
- 10Gb~, 20Gb~, 40Gb~, 80Gb~のプランなど、ご希望のデータ量をお選びいただけます。

※NovaSeq 1レーン、HiSeq X 1レーン、HiSeq 4000 1レーンのご利用も可能です。ご希望の場合はご相談ください。 ●記載の価格は全て税別価格です。

●お問い合わせ

ユーロフィンジェノミクス株式会社 次世代シーケンスサービス

〒143-0003 東京都大田区京浜島 3-5-5 日通京浜島センター新棟2F

TEL:03-5492-7214 E-mail:ngs-jp@eurofins.com

v2003N

代理店