



スタンダードオリゴご注文ガイド

08.2025



1、アカウント新規登録やログイン



ログイン

新しいユーザ?  [新規登録](#)

* ログイン名:


* パスワード:

[パスワードをお忘れの方](#)

[ログイン](#)

- ホームページの右側
- <https://eurofinsgenomics.jp/jp/home.aspx>
- アカウントなしの場合新規登録
- アカウント名とパスワードを入力してログイン

2、オリゴDNA合成ご注文ページへ



- バーナーをクリック
- <https://eurofinsgenomics.jp/jp/product/oligo-dna/order-start.aspx>



3、ご注文ウィザードへ

● PCRプライマー合成 / 幅広いオリゴDNA合成 (精製品や修飾品)

PCReadyプライマー
ご注文ウィザード

スタンダードオリゴ
ご注文ウィザード

プレートスタンダードオリゴ
ご注文ウィザード

> サービス概要 > 価格 > 納期 > サービス概要 > 価格 > 納期

● qPCRプローブ合成

> サービス概要・価格・納期へ

MGBプローブ
ご注文ウィザード

qPCR蛍光標識プローブ
ご注文ウィザード

QuickLC蛍光標識プローブ
ご注文ウィザード

● HTSオリゴ合成

> サービス概要・価格・納期へ

HTSオリゴ (チューブ)
ご注文ウィザード

HTSオリゴ (プレート)
ご注文ウィザード

- スタンダードオリゴをクリック
- <https://eurofinsgenomics.jp/jp/orderpages/oligos/custom-dna-oligo/>

4、ウィザードで配列の入力方法を選択(個別入力)

オリゴ名称と配列情報の入力方法 Entry Formats > 【新型コロナウイルス検出用ストック品】 rRT-PCRプライマー & プローブはこちら

- ☒ 個別入力 (Manual Entry) ①
- ☐ アップロード (Upload)
- ☐ 一括入力 (Copy & Paste)

ご注文本数 (Number of oligos)

1 ▼ ②

• 注文本数を選択

【ご注意】

オリゴ名称、配列は半角英数字でご入力ください。全角文字は正しく認識されません。オリゴ名称は30文字以内。縮重塩基は一文字国際表記を用いてください。

オリゴ出荷形状は、乾燥品がデフォルト設定されています。水溶液での出荷をご希望される場合は、「水溶液の選択」と「濃度調整の選択」をお選びください。

PCReadyプライマーは水溶液(50μM in TEバッファー濃度調整)がデフォルトの出荷形状になります。

• 配列情報を分けて入力する場合に選択

次へ Next ③

• 「次へ Next」をクリック

4.1、ご注文内容を入力(個別入力)

オリゴ合成ご注文内容をご入力ください Please enter your Oligo information

- オリゴ名称を入力

スタンダードオリゴ
鎖長6~160merの範囲で受付けております。精製方法・合成スケールにより受け鎖長は異なりますのでご注意ください。
Salt-Free 6-49mer, OPC精製 6-160mer, HPLC精製 6-160mer
フォスフォロチオエート(S化)をご希望の場合は、配列中にアスタリスク(*)を入力してください。修飾品リストの※は国内合成を意味しております。

DNAオリゴ(DNA Oligos) # 1

オリゴ名称 Oligo Name (1~30文字)
Please enter 1-30 characters ①

配列(5' -> 3') Oligo Sequence (5' -> 3')
Please enter your oligo sequence ②
鎖長 Length : 0 mer GC : 0 %

修飾、精製、合成スケール (Modification, Purification, Scale) 閉じる close 必要な修飾を入力 ③

修飾品 (Modifications)
5' 修飾コード (5' Mod Designer) --ご選択ください Please select--
インターナル修飾コード (Internal Mod Designer) --ご選択ください Please select-- 挿入 Insert
3' 修飾コード (3' Mod Designer) --ご選択ください Please select--

精製と合成スケール
精製 (Purification) Salt Free (6-49mers) デフォルト設定 Set as default
合成スケール (Scales) 50 nmole (6-160 mers) デフォルト設定 Set as default

オプション Options 閉じる close 精製方法と合成スケールを選択(修飾入れたらHPLC精製と50nmolのスケールのみ選べれます)

出荷形状 (Delivery Format)
④ ☐ 水溶液 DW ☐ 水溶液 TE ☒ 乾燥品 デフォルト設定 Set as default
出荷形状を選択(溶液の場合濃度選択が可能)

相補配列生成

オリゴ個別削除

特記事項(コメント)

インターナル修飾を選定後、配列テキストカーソルの位置で「挿入」をクリック

本数追加
追加本数を入力してクリック

本数を追加 Add more 2 本

かごに追加 Add to cart ⑤

クリックして注文を進めます

5、ウィザードで配列の入力方法を選択(アップロード)

オリゴ名称と配列情報の入力方法 Entry Formats > 【新型コロナウイルス検出用ストック品】 rRT-PCRプライマー＆プローブはこちら

- ☐ 個別入力 (Manual Entry)
- ☒ アップロード (Upload)
- ☐ 一括入力 (Copy & Paste)

①

• ファイルでアップロードする場合に選択

Upload用ファイル(Excelファイル、.csv形式のスプレッドシート、テキストファイル)のダウンロード To DownLoad Saple Files こちらをクリック Click Here

②

• アップロード用ファイルは、ここからダウンロード

ファイルを選択 選択されていません

【ご注意】

オリゴ名称、配列は半角英数字でご入力ください。全角文字は正しく認識されません。オリゴ名称は30文字以内。縮重塩基は一文字国際表記を用いてください。
オリゴ出荷形状は、乾燥品がデフォルト設定されています。水溶液での出荷をご希望される場合は、「水溶液の選択」と「濃度調整の選択」をお選びください。
PCReadyプライマーは水溶液(50μM in TEバッファー濃度調整)がデフォルトの出荷形状になります。

• ファイルは、ここでアップロード

③


④

次へ Next

• 「次へ Next」をクリック

5.1、アップロード用ファイルの例


- テキストファイル



The screenshot shows a web interface for uploading a text file. The file name is "Eurofinsgenomics_Tube_Upload_v1". The interface has tabs for "ファイル" (File), "編集" (Edit), and "表示" (View). The "編集" tab is active, showing a text editor with two columns: "Oligoname" and "sequence".

Oligoname	sequence
(ex)Oligo1	agtcgtacgtagtcagtcgtacgtacgtac
(ex)Oligo2	agtcgtacgtagtcagtcgtacgtacgtac


- Microsoft Excel



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D
1	Oligoname	sequence		
2	(ex)_Oligo1	agtcgta cgtagtcagtcgta cgtagtcgta c		
3	(ex)_Oligo2	agtcgta cgtagtcagtcgta cgtagtcgta ca cgat		
4				

- CSVファイル



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Oligoname	sequence					
2	(ex)_Oligo	agtcgtacgtagtcagtcgtacgtacgtac					
3	(ex)_Oligo	agtcgtacgtagtcagtcgtacgtacgtacacgat					

- アップロード後の内容入力は6.1を参照

6、ウィザードで配列の入力方法を選択(一括入力)

オリゴ名称と配列情報の入力方法 Entry Formats ▶ 【新型コロナウイルス検出用ストック品】 rRT-PCRプライマー＆プローブはこちら

- ☐ 個別入力 (Manual Entry) ①
- ☐ アップロード (Upload)
- ☒ 一括入力 (Copy & Paste)

1, AAAAAAAAAAAAAAAAAA

注文内容をルールに従って入力

【ご注意】

(1)オリゴ名称、配列は半角英数字でご入力ください。全角文字は正しく認識されません。オリゴ名称は30文字以内。
縮重塩基は一文字国際表記を用いてください。
(2) [オリゴ名称+(区切文字)+配列] の形式でご入力ください。区切文字はコンマ(,)、セミコロン(;)、コロン(:)をご使用ください。
Excelファイルからはそのままコピー＆ペーストが可能です。
Paste in your oligos with name [,] [:] sequence e.g.:
Oligo1,ACGTACGTACGTACGTACGT
Oligo2;CAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGT
Oligo3:ACATATATCGTCGATGCAT

配列情報を一括入力したい
場合を選択

次へ Next

6.1、ご注文内容を入力(一括入力)

- 「一括入力」された名称と配列に基づいて注文内容が自動入力

DNAオリゴ(DNA Oligos) # 1

オリゴ名称 Oligo Name (1-30文字) ①

配列(5' -> 3') Oligo Sequence (5' -> 3') ②

鎖長 Length : 16 mer GC : 0 %

修飾、精製、合成スケール (Modification, Purification, Scale) 閉じる close

必要な修飾を入力

修飾品 (Modifications)

5' 修飾コード (5' Mod Designator) --ご選択ください Please select--
インターナル修飾コード (Internal Mod Designator) --ご選択ください Please select--
3' 修飾コード (3' Mod Designator) --ご選択ください Please select--

挿入 Insert

インターナル修飾を選定後、配列テキストカーソルの位置で「挿入」をクリック

精製と合成スケール

③ 精製 (Purification) Salt Free (6-49mers) デフォルト設定 Set as default
合成スケール (Scales) 50 nmole (6-160 mers) デフォルト設定 Set as default

オプション Options 閉じる close

精製方法と合成スケールを選択(修飾入れたらHPLC精製と50nmolのスケールのみ選択可能)

出荷形状 (Delivery Format) ☐ 水溶液 DW ☐ 水溶液 TE ☒ 乾燥品 デフォルト設定 Set as default

④ ⑤ 出荷形状を選択(溶液の場合濃度選択が可能)

便利機能

- 相補配列生成
- オリゴ個別削除
- 特記事項(コメント)

本数追加

追加本数を入力してクリック

本数を追加 Add more 2 本

かごに追加 Add to cart

⑤ クリックして注文を進めます

7、注文内容の確認

買い物かご 月曜日, 2025/08/25 削除(Delete)

サービス	製品名	オプション	数量	価格	
	PCReadyプライマー (2025/08/25 13:09)	全て編集	4	¥3,960	☐
	PCReadyプライマー 1: AAA AAA AAA AAA AAA (15mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :0%	編集 詳細 特記	1	¥990	☐
	PCReadyプライマー 2: TTT TTT TTT TTT TTT T (16mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :0%	編集 詳細 特記	1	¥990	☐
	PCReadyプライマー 3: CCC CCC CCC CCC CC (14mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :100%	編集 詳細 特記	1	¥990	☐
	PCReadyプライマー 4: GGG GGG GGG GGG GG (14mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :100%	編集 詳細 特記	1	¥990	☐
合計				¥3,960	
(参考価格)					

- 不要の場合、チェックを付けて「削除」をクリック

②

①

- 注文内容と数量、価格を確認

人工遺伝子合成をご依頼の場合、買い物かご内の各オーダーの「詳細」から、選択した制限酵素サイトや避ける制限酵素サイトなどの表示があるか、念のためご確認ください。

表示が無い場合は設定が外れておりますので、再度ご依頼をお願いいたします。

合計には消費税ならびに送料は含まれておりませんのでご注意ください。

製品は、納期の早いものから順次出荷されます。

購入へ(Order)

③

- 「購入」をクリック

8、請求先 & お届け先情報確認

購入手続 ① お届け先・サンプル回収 ② 請求・解析報告先 ③ お届け方法ほか

請求先住所

「請求書送付先」を選択してください。

☒ ユーロフィンジェノミクス株式会社
セールス & マーケティング
101-0065
東京都
千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館12F

請求書送付先

「オリゴ合成/人工遺伝子」製品お届け先住所

「お届け先住所」を選択してください。
オリゴ合成製品のデータシートのお名前は、お届け先住所の氏名となります。

☒ ユーロフィンジェノミクス株式会社
セールス & マーケティング
101-0065
東京都
千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館12F

製品お届け先

☐ 確認が不要な場合は、チェックを入れてください。次回ご購入時からスキップされます。
ページスキップを戻す場合は、ナビゲーションバーからページに戻り、チェックを外してください。

DNAシーケンスご注文時には、サンプル回収サービスのご確認につき「お届け先/サンプル回収」はスキップされません。


- 毎回の情報確認が不要の場合はここをチェック

次へ (Next)

- 「次へ (Next)」をクリック

9、注文ご確認メールの配信先を確認

- 登録されたメールアドレスに注文確認メールが配信
- 確認メールに**配列**を記載不要の場合はチェック
- 別の配信先に確認メール送信したい場合に入力(登録されたメールアドレス以外)



- このページの内容確認が不要な場合にチェック

「次へ(Next)」をクリック

DNAシーケンスご注文時には、サンプル回収サービスのご確認につき「お届け先/サンプル回収」はスキップされません。

次へ(Next)

10、製品発送の方式を選択

「オリゴ合成/人工遺伝子」製品の発送

- 弊社から直送希望の場合選択
- 「土曜日」や「日曜日 & 祝日」着の選択も可能
- 代理店経由でのお届けを希望の場合、ここを選択
- 再度、ご注文内容を確認

直送 - 製品は弊社から直送する
This text describes the standard delivery service

▼土・日祝日に製品受取りを希望される場合は下記チェックボックスにチェックを入れてください
※ストックオリゴ・人工遺伝子製品を除く
Saturday/Sunday/Holiday Arrival checkboxes (excl. Stock oligo & Gene products).

☐土曜着 Sat Arrival ☐日曜/祝日着 Sun National Holiday Arrival

代理店経由 - 製品は代理店経由でお届けする
This text describes the Agency delivery service

ご注文概要

サービス	製品	オプション	数量	価格
PCReadyプライマー (2025/08/25 15:11)			4	¥3,960
PCReadyプライマー 1: AAA AAA AAA AAA AAA (15mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :0%		詳細	1	¥990
PCReadyプライマー 2: TTT TTT TTT TTT TTT T (16mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :0%		詳細	1	¥990
PCReadyプライマー 3: CCC CCC CCC CCC CC (14mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :100%		詳細	1	¥990
PCReadyプライマー 4: GGG GGG GGG GGG GG (14mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :100%		詳細	1	¥990
小計				¥3,960
送料:				¥0
消費税:				¥396
合計(参考価格):				¥4,356

購入(Purchase)

- 「購入」をクリックしたら注文が完了

11、注文完了ページ

ご注文情報

ご注文、誠にありがとうございました。
ご注文内容のお問合せは、以下のご注文番号でお問合せください。
(DNAシーケンスご注文時には、この画面を印刷してご依頼サンプルに同封してください。)

ご注文番号

11300325932

ご注文日

2025/08/25 15:39

小計:

¥3,960

消費税:

¥396

合計(参考価格)

¥4,356

ご注文概要

+	サービス	製品	オプション	数量	価格	
+		PCReadyプライマー (2025/08/25 15:11)		4	¥3,960	
					小計	¥3,960
					送料:	¥0
					消費税:	¥396
					合計(参考価格):	¥4,356

「オリゴ合成/人工遺伝子」配送先住所

ユーロフィンジェノミクス株式会社
セールス&マーケティング
101-0065
東京都
千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館12F

ご請求先住所

ユーロフィンジェノミクス株式会社
セールス&マーケティング
101-0065
東京都
千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館12F

ご依頼ありがとうございました。

Topページへ戻る

買い物を継続する

PDF

Print

- 注文完了ページのPDF化
やプリントが可能

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY - © Eurofins Scientific (Ireland) Ltd [2022]. All rights reserved. Any use of this material without the specific permission of an authorised representative of Eurofins Scientific (Ireland) Ltd is strictly prohibited.

Title: Presentation title Document Name: PowerPoint template (16-9) MASTER DRAFT EDR: N/A Document owner: Rachel Lopez Last modified on: 23.12.2020

15