

ウサギポリクローナル抗体作製

2024年10月01日
から
2024年12月20日
受注分まで

バリュー抗体 ディスカウント キャンペーン

キャンペーン
コード
AB-1024



バリュー抗体

カスタム抗体をお手軽かつ安価に！

合成ペプチド抗原

通常価格 ~~¥70,000~~

キャンペーン価格

¥63,000

約
3か月
から

持ち込み抗原

通常価格 ~~¥68,000~~

キャンペーン価格

¥61,000

約
2.5か月
から

※1st ELISA付



バリュー抗体SPF

SPFウサギを用いたカスタム抗体作製を
よりリーズナブルな価格で！

合成ペプチド抗原

通常価格 ~~¥90,000~~

キャンペーン価格

¥75,000

約
3か月
から

持ち込み抗原

通常価格 ~~¥90,000~~

キャンペーン価格

¥64,000

約
2.5か月
から

※1st ELISA付

■プランに含まれるステップ

初めてでも安心の必要な工程が全てデフォルトで設定されています。
また、全工程を国内で実施しています。

抗原部位
予測解析

ペプチド
合成

コンジュゲ
ーション

ウサギ1羽
免疫
全採血

SPFウサギとは

SPF(specific pathogen free)ウサギとはある特定の微生物および寄生虫に感染していない(指定されていない微生物および寄生虫感染の有無は知られていない)ウサギのこと。

■パッケージ内容

ペプチド抗原	<ul style="list-style-type: none"> ● 抗原部位予測 ● ペプチド合成 (1本、純度：>50% HPLC、合成量：3mg、20AAまで) ● コンジュゲーション ● ウサギ1羽免疫&全採血
持ち込み抗原	<ul style="list-style-type: none"> ● ウサギ1羽免疫 ● 1st 試採血ELISA測定 ● 全採血

■抗原部位予測

抗体作製用のペプチド抗原部位のデザイン(エピトープデザイン、抗原部位検索)は無料！
 複数の解析ツールによる総合評価をもとに抗原性の高い配列をご提案しています。
 ご相談だけでも受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。



バリュー抗体概要

■サービスの流れ

ペプチド抗原



持ち込み抗原



* オプション

** オプション

● ELISAでの血清希釈倍率
 1,000、2,000、4,000、8,000、
 16,000、32,000、64,000、
 128,000の8点

■納品物

完納時	免疫前血清(約5ml) 全採血抗血清(約50ml) フリーペプチド***
[オプション]1st ELISA**	1st抗血清 ELISAデータ(メール報告)、1st抗血清(約5ml) *血清の納品は完納時一括
[オプション]Ex ELISA	全採血抗血清 ELISAデータ(メール報告)
[オプション]アフィニティ精製*	精製抗体、カラム樹脂

*一括納品 **持ち込み抗原では標準仕様、ペプチド抗原の場合のみオプション *** 残余がある場合のみ

■お見積依頼/お問合せ

抗原のご希望に合わせてWebフォームよりお問合せください。

ホーム

ペプチド合成・抗体作製

ご注文ページへ



ペプチド抗原
Webフォーム



持ち込み抗原
Webフォーム

抗体作製サービス： antibody-jp@eurofins.com

ユーロフィンジェノミクス株式会社
 抗体作製サービス

TEL: 03-6631-0103
 E-mail: antibody-jp@eurofins.com



Genomics

代理店