

カスタム抗体作製

バリュー抗体 春キャンペーン

2021年4月1日～6月30日申込受付分まで

ペプチド抗体作製に必要なステップ**全部込み**のお得なパッケージ♪

ペプチド抗原でも 持ち込み抗原でも **納期 2~2.5ヶ月** **¥63,800** (税込)
 (本体¥58,000+消費税¥5,800)

使用する個体はコンベンショナルウサギになります。SPFウサギをご希望の場合は別途お問合せください。

ペプチド抗原	抗原部位予測	ペプチド合成(1本) <small>純度:>50% HPLC, 合成量:3mg, 15AAまで</small>	コンジュゲーション	ウサギ1羽免疫&全採血
持ち込み抗原	ウサギ1羽免疫	1st試採血ELISA測定	全採血	

<抗原部位予測> 抗体作製用のペプチド抗原部位のデザイン(エピトープデザイン、抗原部位検索)は無料! 複数の解析ツールによる総合評価をもとに抗原性の高い配列をご提案しています。ご相談だけでも受付けておりますのでお気軽にお問合せください。

ラインナップ

		価格(税込)	内容
ペプチド		¥63,800	バリュー抗体【基本プラン】ELISAなし 抗体価保証なし
		¥69,300	バリュー抗体(全採血抗血清ELISA付)【基本プラン】+ELISA(Ex) 抗体価保証なし
		¥74,800	バリュー抗体(途中採血抗血清ELISA付)【基本プラン】+ELISA(1st) 抗体価保証付
		¥80,300	バリュー抗体(途中採血・全採血抗血清ELISA付)【基本プラン】+ELISA(Ex)+ELISA(1st) 抗体価保証付
		新 ¥124,300	バリュー抗体VPP10(10ml Affinity精製付)【基本プラン】+ELISA(1st)+10ml AP 抗体価保証付
		新 ¥135,300	バリュー抗体VPP20(20ml Affinity精製付)【基本プラン】+ELISA(1st)+20ml AP 抗体価保証付
	オプション	¥11,000	途中採血抗血清ELISA測定 ※メールでのデータ報告 ※抗血清は完納時に同封
	¥5,500	全採血抗血清ELISA測定 ※メールでのデータ報告	
	新 ¥60,500	10ml Affinity精製	
	新 ¥71,500	20ml Affinity精製	
持ち込み		¥60,500	バリュー抗体(ELISAなし) 免疫行程のみ 抗体価保証なし
		¥63,800	バリュー抗体【基本プラン】ELISA(1st) 抗体価保証付
		¥69,300	バリュー抗体(途中採血・全採血抗血清ELISA付)【基本プラン】+ELISA(Ex) 抗体価保証付
	オプション	¥5,500	全採血抗血清ELISA測定 ※メールでのデータ報告
		¥66,000	10ml Affinity精製
		¥88,000	20ml Affinity精製

モノクローナル抗体作製も承っております。是非ご相談ください!(8月にリニューアルしました)

<https://www.eurofinsgenomics.jp/jp/service/antibody/monoclonal/>

バリュー抗体 作製工程



●ELISAでの血清の希釈は、1,000、2,000、4,000、8,000、16,000、32,000、64,000、128,000の8点 *ペプチド抗原の場合のみオプション **いずれのプランでもオプション

納品物*

パッケージ	カテゴリ	内容
バリュー抗体	完納時 [オプション]** [オプション]	免疫前血清(約5ml)、全採血抗血清(約50ml)、未使用抗原もしくはフリーペプチド 1st抗血清 ELISAデータ(メール報告)、1st抗血清(約5ml) *血清の納品は完納時一括 全採血抗血清 ELISAデータ(メール報告)

*一括納品 **持ち込み抗原では標準仕様、ペプチド抗原の場合のみオプション

新 グレードアッププラン

パッケージ	カテゴリ	内容
バリュー抗体VPP10 (10mlの抗血清を精製) ¥124,300(税込)	途中報告 完納時 [オプション]	1st抗血清 ELISAデータ(メール報告) 免疫前血清(約5ml)、1st抗血清(約5ml)、全採血抗血清(約40ml)、 Affinity精製抗体(ELISA付)、合成ペプチド、精製カラム 全採血抗血清 ELISAデータ(メール報告)
バリュー抗体VPP20 (20mlの抗血清を精製) ¥135,300(税込)	途中報告 完納時 [オプション]	1st抗血清 ELISAデータ(メール報告) 免疫前血清(約5ml)、1st抗血清(約5ml)、全採血抗血清(約30ml)、 Affinity精製抗体(ELISA付)、合成ペプチド、精製カラム 全採血抗血清 ELISAデータ(メール報告)

リン酸化部位特異的抗体作製には！納期：2.5カ月～

バリュー抗体-リン酸化

¥198,000～(税込)

抗原デザイン/ペプチド合成2本(リン酸化・非リン酸化 各1種)
コンジュゲーション/ウサギ1羽免疫*、途中報告、全採血
■オプション■
Affinity精製(血清 20ml) 吸収精製(Affinity精製抗体全量)
ELISA測定(非リン酸化ペプチド使用)

抗リン酸ペプチド作製プラン ～らくらくパッケージプラン～

¥418,000～(税込)

抗原デザイン/ペプチド合成2本(リン酸化・非リン酸化 各1種)
コンジュゲーション/ウサギ2羽免疫*、途中報告、全採血
●抗血清のAffinity精製(血清 20ml)**
●吸収精製(Affinity精製抗体全量使用)**

*使用する個体はコンベンショナルウサギになります。 **各種精製はウサギ1羽分となります。2羽目はオプションで承ります。

お見積り・ご注文

下記Webサイトの見積・依頼書フォームからお問い合わせください。

eurofinsgenomics.jp ▶ 各種受託サービス ▶ 抗体作製 ▶ 見積・注文方法

キャンペーンコード
AB-0421

●お問い合わせ●

ユーロフィンジェノミクス株式会社
ペプチド合成・抗体作製サービス

〒143-0003 東京都大田区京浜島 3-5-5 日通京浜島センター新棟2F

TEL:03-6701-8083

E-mail: antibody-jp@eurofins.com

代理店

ユーロフィンジェノミクス株式会社
eurofinsgenomics.jp

eurofins

Genomics