

カスタム抗体作製

バリュー抗体 春夏キャンペーン

2022年4月1日～7月29日申込受付分まで

ペプチド抗体作製に必要なステップ**全部込み**のお得なパッケージ♪

ペプチド抗原 **納期 約3カ月** **¥66,000**

使用する個体はコンベンショナルウサギになります。SPFウサギをご希望の場合は別途お問合せください。 (税込価格)

ペプチド抗原	抗原部位予測	ペプチド合成(1本) <small>純度:>50% HPLC, 合成量:3mg, 20AAまで</small>	コンジュゲーション	ウサギ1羽免疫&全採血
持ち込み抗原	ウサギ1羽免疫	1st試採血ELISA測定	全採血	

<抗原部位予測> 抗体作製用のペプチド抗原部位のデザイン(エピトープデザイン、抗原部位検索)は無料! 複数の解析ツールによる総合評価をもとに抗原性の高い配列をご提案しています。ご相談だけでも受付けておりますのでお気軽にお問合せください。

ラインナップ

		価格(税込)	内容
ペプチド		¥66,000	バリュー抗体【基本プラン】ELISAなし 抗体価保証なし
		¥71,500	バリュー抗体(全採血抗血清ELISA付)【基本プラン】+ELISA(Ex) 抗体価保証なし
		¥77,000	バリュー抗体(途中採血抗血清ELISA付)【基本プラン】+ELISA(1st) 抗体価保証付
		¥82,500	バリュー抗体(途中採血・全採血抗血清ELISA付)【基本プラン】+ELISA(1st)+ELISA(Ex) 抗体価保証付
		¥126,500	バリュー抗体VPP10(10ml Affinity精製付)【基本プラン】+ELISA(1st)+10ml AP 抗体価保証付
		¥137,500	バリュー抗体VPP20(20ml Affinity精製付)【基本プラン】+ELISA(1st)+20ml AP 抗体価保証付
	オプション	¥11,000	途中採血抗血清ELISA測定 ※メールでのデータ報告 ※抗血清は完納時に同封
	¥5,500	全採血抗血清ELISA測定 ※メールでのデータ報告	
	¥60,500	10ml Affinity精製	
	¥71,500	20ml Affinity精製	
持ち込み		¥60,500	バリュー抗体(ELISAなし)免疫工程のみ 抗体価保証なし
		¥63,800	バリュー抗体【基本プラン】ELISA(1st) 抗体価保証付
		¥69,300	バリュー抗体(全採血・途中採血抗血清ELISA付) 基本プラン+ELISA(Ex) 抗体価保証付
	オプション	¥5,500	全採血抗血清ELISA測定 ※メールでのデータ報告
		¥66,000	10ml Affinity精製
	¥88,000	20ml Affinity精製	
ペプチド(モルモット)		価格(税込)	内容
		¥106,700	バリュー抗体モルモット【モルモット基本プラン】ELISA(1st)+ELISA(Ex) 抗体価保証付
	¥183,700	バリュー抗体モルモットVP10【10ml Affinity精製付】ELISA(1st)+10ml AP 抗体価保証付	

モルモットは二重染色にお勧め!

見積依頼はこちら! ▶ <https://eurofinsgenomics.jp/jp/service/antibody/order.aspx>

バリュー抗体 作製工程



●ELISAでの血清の希釈は、1,000、2,000、4,000、8,000、16,000、32,000、64,000、128,000の8点 *ペプチド抗原の場合のみオプション **いずれのプランでもオプション

納品物*

パッケージ	カテゴリ	内容
バリュー抗体	完納時 [オプション]**	免疫前血清(約5ml)、全採血抗血清(約50ml)、未使用抗原もしくはフリーペプチド*** 1st抗血清 ELISAデータ(メール報告)、1st抗血清(約5ml)*血清の納品は完納時一括 全採血抗血清 ELISAデータ(メール報告)

*一括納品 **持ち込み抗原では標準仕様、ペプチド抗原の場合のみオプション ***残余がある場合のみ


★お得なバリュー抗体【モルモット】サービス★

バリュー抗体モルモット


¥106,700(税込) 納期: 約3ヶ月

バリュー抗体モルモット VP10

¥183,700(税込) 納期: 約4ヶ月



免疫染色(イメージ図)



フローサイトメトリー(イメージ図)

二重染色に
お勧め!

バリュー抗体モルモット 作製工程



●ELISAでの血清の希釈は、1,000、2,000、4,000、8,000、16,000、32,000、64,000、128,000の8点

納品物

パッケージ	カテゴリ	内容
バリュー抗体モルモット	途中報告 完納時	1st抗血清 ELISAデータ(メール報告) 免疫前血清(約100μl)、1st抗血清(約100μl)*、全採血抗血清(約10ml)、 未使用のフリーペプチド***、全採血抗血清 ELISAデータ(メール報告)
バリュー抗体モルモット VP10	途中報告 完納時	1st抗血清 ELISAデータ(メール報告) 免疫前血清(約100μl)、1st抗血清(約100μl)*、Affinity精製抗体(ELISA付)、 未使用のフリーペプチド***、精製カラム樹脂

*血清の納品は完納時一括 ***残余がある場合のみ

モノクローナル抗体作製も承っております。
是非ご相談ください!

▶ <https://www.eurofinsgenomics.jp/jp/service/antibody/monoclonal/>

お見積り・ご注文

下記Webサイトの見積・依頼書フォームからお問い合わせください。

[eurofinsgenomics.jp](https://www.eurofinsgenomics.jp) ▶ 各種受託サービス ▶ 抗体作製 ▶ 見積・注文方法

キャンペーンコード
AB-0422

●お問い合わせ●

ユーロフィンジェノミクス株式会社
ペプチド合成・抗体作製サービス

〒143-0003 東京都大田区京浜島 3-5-5 日通京浜島センター新棟2F

TEL:03-6701-8083

E-mail: antibody-jp@eurofins.com

代理店

ユーロフィンジェノミクス株式会社
[eurofinsgenomics.jp](https://www.eurofinsgenomics.jp)

eurofins

Genomics