

抗体作製プランの選択

	ペプチド抗原 (抗原部位予測を含む)	持ち込み抗原
抗体をとにかく早く入手したい	バリュー抗体 標準プラン「超速ペプチド」	免疫42日短縮プラン*
コストを抑えた抗体作製	バリュー抗体	バリュー抗体
持ち込み抗原量が微量	—	スタンダードな抗体作製 免疫42日短縮プラン*
抗リン酸化/抗メチル化修飾抗体が欲しい	抗修飾ペプチド抗体作製プラン (リン酸化、メチル化など) バリュー抗体-リン酸化	—
特殊な抗原(修飾ペプチド・菌類・ ウイルス・低分子化合物など)に対する抗体作製	—	要ご相談

*抗原のバッファー組成によってはご希望に添えない場合があります。 ※複数件数時は割引も検討いたしますのでお問い合わせ下さい。

ご注文の流れ

ペプチド抗原

- 抗原部位予測
複数の解析ツールによる総合評価をもとに
抗原性の高い配列をご提案
- ペプチド配列決定
配列決定後、プロジェクト概要のお打合せ・お見積りのご提示
- ご注文内容決定
内容確認メールを送信
- 作業開始
ご注文内容を確認後、ペプチド合成から開始

持ち込み抗原

- 抗原のご準備
抗原量、バッファー組成の確認
- お打合せ
プロトコルご相談・お見積り提示
抗原発送前にご依頼内容をお知らせください。
内容確認後、抗原の発送方法について担当よりご連絡いたします
- 抗原の発送
抗原受領後、内容確認メールを送信
- 作業開始
ご注文内容を確認いただいた後、動物の準備をいたします

お見積り・ご注文方法

Webより必要事項をご記入の上お申し込みください。

eurofinsgenomics.jp

▶ 抗体作製サービス

▶ お見積り・ご注文方法

●お問い合わせ●

ユーロフィンジェノミクス株式会社
ペプチド合成・抗体作製サービス部門
〒143-0003 東京都大田区京浜島 3-5-5 日通京浜島センター新棟2F
TEL: 03-6701-8083
E-mail: antibody-jp@eurofins.com

代理店



Genomics

抗体作製サービス

カタログ抗体よりも安い、カスタム抗体作製

Custom Antibody
Rabbit Monoclonal
Western Blot ELISA
PolyClonal Immunoassay
Value Antibody
Flow cytometry



Genomics

抗体作製サービス

「抗原ペプチドの設計」から「ペプチド合成」・「コンジュゲーション」・「免疫」・「抗血清の精製」まで一貫した抗体作製サービスをご提供しています。


EXPERIENCE THE POWER OF DNA.

ポリクローナル抗体作製

バリュー抗体シリーズ (ウサギ抗体作製パッケージ)

初めてでも安心、安価でお手軽なウサギ抗体作製。必要なステップが全てデフォルトで設定されています。

初めてでも安心の
オールインワン!



スタンダードな抗体作製

免疫動物種の選択、免疫プロトコル、抗血清の精製、オプション等
多様な項目の組み合わせからご要望に最適な抗体作製プランが選択できます。

ご要望に合わせた
カスタマイズ抗体作製
プラン!

標準サービス*		オプション	
免疫動物種	免疫プロトコル	精製	その他
ウサギ	42日	アフィニティー精製	ELISA測定
マウス	49日	ProteinA/G精製	FITC標識
ラット	77日	GST吸収精製	HRP標識
モルモット		吸収精製	Biotin標識
ヤギ		抗原固相化カラム作製	F(ab') ₂ 化またはFab化
ヒツジ			

*抗原ペプチドの設計、ペプチド合成、コンジュゲーションも組み合わせ可能です。

「抗原ペプチド」の設計サポートが無料!

抗ペプチド抗体作製には抗原ペプチドの設計 (エピトープデザインや相同性の高いタンパク質とのアライメント確認) も無料でサポートしています。

●価格・納期

バリュー抗体シリーズ一覧	価格 (税込価格)	納期 (目安)
バリュー抗体*	¥77,000	2.5か月
バリュー抗体 VPP10 (10ml Affinity精製付)	¥148,500	3.5か月
バリュー抗体 VPP20 (20ml Affinity精製付)	¥159,500	3.5か月
バリュー抗体 リン酸化	¥198,000	3か月
バリュー抗体 カクテル	¥154,000	2.5か月

*オプション:SPF個体使用の追加料金は¥22,000 (税込価格)となります。

●作製工程 (バリュー抗体)



*ELISAでの血清の希釈は、1,000、2,000、4,000、8,000、16,000、32,000、64,000、128,000の8点 *ペプチド抗原の場合のみオプション **いずれのプランでもオプション

モノクローナル抗体作製

ハイブリドーマ法によるモノクローナル抗体作製、
工程毎に試採血抗血清や培養上清サンプルをご評価いただきながら陽性細胞を選定していきます。

免疫動物	抗原	期間・納品物
<ul style="list-style-type: none"> ●マウス (Balb/c) 3匹 もしくはラット (ウイスター) 2匹 ※融合にはうち1匹を使用 	<ul style="list-style-type: none"> ●合成ペプチド、修飾した合成ペプチド (リン酸化、アセチル化、メチル化など)、リコンビナントタンパク質など 	<ul style="list-style-type: none"> ●期間:4ヶ月~ ●納品物:免疫前血清、試採血抗血清、細胞融合以降の培養上清、クローン化した細胞および培養上清、未使用の抗原 (お預かり抗原、合成ペプチド) など ●価格 96.5万円~

脾臓&骨髄の提供サービス

●価格:お問合せください

ウサギモノクローナル抗体作製、
またファージディスプレイライブラリ構築をご検討の方へお薦めです!

*記載の価格は2021年4月現在の税込価格です。価格変更する場合がありますので予めご了承ください。