



おひとり様1本ずつ気軽に使える お手頃価格！

100bp DNAラダーマーカー

1本: **¥5,980** 10本セットなら **¥24,800** ♪

PCReady™プライマーのEurofinsだから、ラダーマーカーも便利で安心

★10本セットが断然お得

なんと1回あたり¥49.6円と、極めてローコスト

★Dye添加済みのReady-to-useタイプ

使いたい時にすぐ使えます

Bromophenol Blue (BPB)、Xylene Cyanol (XC) 含む

★50～3,000bpの広いレンジ


PCR産物からベクター検出まで、これ1本

★常温保存可能

いつも実験机に置いておけます。

★安心品質の国内製造

ご購入より1年間の保証付き



製品仕様・価格

- 製品コード: CB05
- 100bp DNAラダーマーカー
- 容量・個数: 500 μ L 1本入り
100回分相当(1回あたり5 μ L使用)
- 保存: 常温
- 備考: 当商品は1本～購入可
- 価格: 1本 ¥5,980(税別)

- 製品コード: CB09
- 100bp DNAパーソナルマーカー
- 容量・個数: 250 μ L 10本入り
500回分相当(1回あたり5 μ L使用)
- 保存: 常温
- 備考: 当商品は1セット10本での販売
- 価格: 10本セット ¥24,800(税別)

使用上の注意

この製品はアガロースゲル電気泳動用です。他の用途に使用すると泳動パターンが変わる事があります。
なお、掲載画像は2%アガロースゲル使用時のイメージです。

ご注文方法

裏面のご注文フォームに必要事項をご記入のうえFAXでお申し込みください。
あるいは、弊社Webサイトから専用のご注文フォームをダウンロードし、
Emailで`oligoorder-jp@eurofins.com` まで各製品コードを明記のうえお送りください。

以下に必要事項を記入し、FAXにて弊社までお申込みください。

FAX 03-6701-8088

1. お申込数量
(どちらか一方をお選びください)
- | | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> CB05 100bp DNAラダーマーカー 1本 (500 μ L × 1本入) | _____ 本 |
| <input type="checkbox"/> CB09 100bp パーソナルマーカー 1セット (250 μ L × 10本入) | _____ セット |

2. お客様情報

ご氏名: _____

大学名・企業名・研究機関名: _____

部署名・学部学科名: _____

3. ご住所

郵便番号: _____

都道府県名: _____

住所: _____

建物名・部屋名: _____

4. ご購入者連絡先

TEL: _____

E-mail: _____

5. 納品方法

代理店経由

直送

※検収等が必要な施設につきましては、代理店経由をご選択ください。

6. 販売代理店

代理店名: _____

ご担当者: _____

※ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社受託サービスにおける商品発想、関連するサービス及び、弊社からのお知らせの為に利用いたします。尚、本申込書の情報は弊社販売代理店と共有する事がございます。

お問い合わせ
ユーロフィンジェノミクス株式会社
営業部
〒143-0006 東京都大田区平和島 4-1-23 JSプログレビル9F
TEL: 03-6701-8080
FAX: 03-6701-8088
E-mail :sales-jp@eurofins.com

代理店