

# ゲノム解析

納期短縮プランにパワーアップ！  
サンプルQC合格から納品まで最短1カ月！

## サービス内容

- NovaSeq 2 x 150 bp, 1 Gb~/sample
- 納期：4～7 週間 ※1 バイオインフォマティクス解析有りの場合、+1～2 週間
- 参考価格：25,680 円 ( 税別 )/sample  
変異抽出解析+36,000 円 ( 税別 )/sample  
※10 サンプルでデータ量 total 10 Gb の場合



詳細はこちら

## 納品物

### 解析なしの場合

- ・ Raw データ (FASTQ 形式)

### 解析有りの場合

- ・ シーケンシング配列データ FASTQ 形式
- ・ マッピング結果データ BAM 形式
- ・ 変異解析結果データ VCF 形式

## サンプル解析の流れ

1. 受領したサンプルの品質確認 (サンプル QC)
2. ショットガンライブラリ調整
3. NovaSeq によるシーケンス
4. (オプション) バイオインフォマティクス解析  
※2 マッピング+SNP 抽出解析

※1,2は追加費用あり

## お問い合わせ

ユーロフィンジェノミクス株式会社

京浜島事業所総合ラボラトリー  
シーケンスグループ 次世代シーケンスチーム  
TEL: 03-6631-0106  
E-mail: ngs-jp@gsjp.eurofinsasia.com