

ELISPOT用に最適化されたペプチドセット

サイトカインELISpotアッセイは、多様な疾患における免疫応答の研究で広く活用されています。特にT細胞応答の誘導能を評価することによってワクチンの効果を判定し、最適な投与方法を決定するために使用されます。ELISPOT用ペプチド合成サービスではキラーT-cell、CD4ヘルパーT-cellの2種もしくはこれらのプールよりプランをお選びいただけます。

ワクチン
開発での
細胞刺激に

選べる2プラン

ペプチド個別品

ペプチドプール品

■ ラインナップ

| 名称 | ペプチド個別品 | | ペプチドプール品 | |
|----------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | キラーT-cell 個別A/B | CD4ヘルパーT-cell 個別A/B | キラーT-cell プールA/B | CD4ヘルパーT-cell プールA/B |
| セット数 | 8種/16種 個別 | 8種/16種 個別 | 8種/16種 プール | 8種/16種 プール |
| アミノ酸数 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| 純度(HPLC) | >95% | >95% | >95% | >95% |
| 収量 | 各1mg | 各1mg | 総量4mg/8mg (各0.5mg) | 総量4mg/8mg (各0.5mg) |
| 定価(税別) | ¥326,000～ | ¥484,000～ | ¥305,000～ | ¥456,000～ |
| 納期 | 5週～ | 5週～ | 5週～ | 5週～ |

納品形態：凍結乾燥品

- 1)合成あるいは精製が困難の際には金額・納期を含め仕様の変更が生じる場合があります。
- 2)弊社で製造した全ての合成ペプチドは試験研究用です。
- 3)純度は、HPLC分析によるピーク面積比から算出致します。



■ お見積依頼

下記を明記の上、メールにてご依頼ください。
また、セット外の仕様についてもお見積りいたします。
お気軽にお問合せください。

- ・ ご希望のペプチド配列(8種もしくは16種)
- ・ ご希望のサービス名称(キラーT-cell個別Aなど)

■ お問合せ

ペプチド合成サービス：peptide-jp@gsjp.eurofinsasia.com

ユーロフィンのペプチド合成サービス

- 標準・修飾・ラージスケール
- 超速ペプチド合成【最短7営業日～】
- カスタムペプチドライブラリ合成
- クリックケミストリー修飾

ユーロフィンジェノミクス株式会社
ペプチド合成・抗体作製サービス

TEL：03-6631-0103

E-mail：antibody-jp@gsjp.eurofinsasia.com

E-mail：peptide-jp@gsjp.eurofinsasia.com

代理店