

抗体配列情報を基に哺乳細胞を用いて組換え抗体を作製



組換え抗体作製サービス

選べる2つの細胞

CHO

HEK293

- 遺伝子配列から抗体の発現ベクター作製・発現・精製を実施いたします
- ご希望の動物種、アイソタイプの定常領域でキメラIgGを作製することも可能です

IgGラインナップ

IgGは安定的かつ効率的に生産が可能です。

ご提供いただいた抗体の可変領域配列情報に基づき、ご希望の動物種およびアイソタイプに対応した

IgGのデザインから承ります。お気軽にご相談ください。

動物種	アイソタイプ					
	重鎖				軽鎖	
Mouse	IgG1	IgG2a	IgG2b	IgG3	Kappa	Lambda
Rabbit	IgG1					
Rat	IgG1	IgG2a	IgG2b			
Human	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4		

参考価格

培養液量	参考価格（税別）	納期
10 mL	¥235,000	約5週間～
30 mL	¥336,000	
100 mL	¥447,000	
200 mL	¥548,000	
1 L	¥660,000	
3 L	¥1,107,000	
5 L	¥2,629,000	
10 L	¥4,307,000	

※抗体の発現および精製の結果に関わらず、培養量に応じた金額のご請求となります。

■ サービスの流れ



■ 納品物 組換え抗体（精製品、凍結乾燥）、QC報告書


■ オプション エンドトキシン測定、発現ベクター納品

■ お見積依頼・お問い合わせ

メールでお問い合わせください。 抗体作製サービス：antibody-jp@gsjp.eurofinsasia.com

■ 発現抗体例

IgG以外の組換え抗体作製もお気軽にご相談ください



関連サービス

- ウサギモノクローナル抗体作製
- 抗体可変領域解析

ユーロフィンジェノミクス株式会社
抗体作製サービス

TEL : 03-6631-0103
E-mail : antibody-jp@gsjp.eurofinsasia.com



Genomics

代理店