



プレートスタンダードオリゴご注文ガイド

08.2025



1、アカウント新規登録やログイン



ログイン

新しいユーザ?  [新規登録](#)

* ログイン名:


* パスワード:

[パスワードをお忘れの方](#)

- ホームページの右側
- <https://eurofinsgenomics.jp/jp/home.aspx>

- アカウントなしの場合新規登録
- アカウント名とパスワードを入力してログイン

2、オリゴDNA合成ご注文ページへ



- バナーをクリック
- <https://eurofinsgenomics.jp/jp/product/oligo-dna/order-start.aspx>



3、ご注文ウィザードへ

● PCRプライマー合成 / 幅広いオリゴDNA合成 (精製品や修飾品)

PCReadyプライマー
ご注文ウィザード

スタンダードオリゴ
ご注文ウィザード

プレートスタンダードオリゴ
ご注文ウィザード

> サービス概要 > 価格 > 納期 > サービス概要 > 価格 > 納期

● qPCRプローブ合成

> サービス概要・価格・納期へ

MGBプローブ
ご注文ウィザード

qPCR蛍光標識プローブ
ご注文ウィザード

QuickLC蛍光標識プローブ
ご注文ウィザード

● HTSオリゴ合成

> サービス概要・価格・納期へ

HTSオリゴ (チューブ)
ご注文ウィザード

HTSオリゴ (プレート)
ご注文ウィザード

- プレートスタンダードオリゴご注文ウィザードをクリック
- <https://eurofinsgenomics.jp/jp/orderpages/oligos/plateoligos/>
- サンプル数8から注文可能

4、ウィザードで配列の入力方法を選択(アップロード)

オリゴ名称と配列情報の入力方法 Entry Formats > 【新型コロナウイルス検出用ストック品】 rRT-PCRプライマー & プローブはこちら

☒ アップロード (Upload)

☐ 一括入力 (Copy & Paste)

専用Uploadファイル(Excel)のダウンロード Download our Excel template for uploading your Plate Oligos.

ファイルを選択 選択されていません

この入力画面は「スタンダードオリゴのプレート出荷品用」です。HTSオリゴ製品ではないことにご了承の方のみ「次へ」ボタンを押して進んでください。48本以上で全品未修飾70mer以内の場合、HTSオリゴのご注文の方が安くなる場合があります。詳しくはHTSオリゴのページをご確認ください。

If you intend to order 48 or more oligos with 70 or less bases and no modifications then HTS oligo service might be recommended. Please check HTS Oligo page for the details.

• ファイルは、ここでアップロード

【入力上のご注意】

(1)オリゴ名称、配列は半角英数字でご入力ください。全角文字は正しく認識されません。オリゴ名称は30文字以内。縮重塩基は一文字国際表記を用いてください。

• 「次へ Next」をクリック

次へ Next

4.1、プレートオリゴアップロード用ファイルの使用方法

修飾の入力方法

修飾について

5' Mods (5' 修飾)

修飾コード	名称
[I]	イソジン
[U]	ウリジン
[AmC6]	アミノ化
[PHO]	リン酸化
[BioOH]	バイオチン化
[ThioC6]	チオール(C6)
[FAM]	6-FAM
[HEX]	HEX
[TET]	TET

使用方法

セルのドロップダウンメニューより修飾コードを選択してください。

Internal Mods (インターナル修飾)

修飾コード	名称
[I]	イソジン
[U]	ウリジン
[S]	S位
[BioON]	バイオチン化

使用方法

配列内の挿入する位置に修飾コードを直接に入力してください。

3' Mods (3' 修飾)

修飾コード	名称
[I]	イソジン
[U]	ウリジン
[AmC7]	アミノ化
[PHO]	リン酸化
[BIOTEG]	バイオチン化
[FAM]	6-FAM
[BHQ1]	Black Hole Quencher 1
[BHQ2]	Black Hole Quencher 2
[BHQ3]	Black Hole Quencher 3
[TAM]	TAMRA

使用方法

セルのドロップダウンメニューより修飾コードを選択してください。

データ入力のTips

入カルール

入力方法 Oligo Name列にオリゴ名称(半角英数字30文字以内)、Sequence列にDNA配列を入力します。ウェルの並び方は「プレートレイアウト」のドロップダウンメニューより変更できます。

空白セル 空のウェルは入力しなければブランクになります。

IUPAC表記 縮重塩基は一文字国際表記を用いてください。
R= A / G, Y= C / T, M= A / C, K= G / T, S= C / G, W= A / T, B= C / G / T, D= A / G / T, H= A / C / T, V= A / C / G, N= A / C / G / T.

プレート名 シート名がそのままプレート名になります。半角英数字17文字以内でご記入ください。

エラーメッセージ 使用できない文字や記号が入っているとエラーによりうまく入力できない場合があります。

プレートの追加 プレートの追加は既存のプレートを右クリックし、コピーをして追加すると便利です。

インターナル修飾 配列内の挿入する位置に修飾コードを直接入力してください。

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY - © Eurofins Scientific (Ireland) Ltd [2022]. All rights reserved. Any use of this material without the specific permission of an authorised representative of Eurofins Scientific (Ireland) Ltd is strictly prohibited.



- オリゴ名称と配列情報を入力
- 修飾を選択(5'修飾や3'修飾)
- インターナル修飾をコードとして直接入力

5、ウィザードで配列の入力方法を選択(一括入力)

オリゴ名称と配列情報の入力方法 Entry Formats > 【新型コロナウイルス検出用ストック品】 rRT-PCRプライマー & プロブはこちら

☐ アップロード (Upload)
☒ 一括入力 (Copy & Paste)

①

②

この入力画面は「スタンダードオリゴのプレート出荷品用」です。HTSオリゴ製品ではないことにご了承の方のみ「次へ」ボタンを押して進んでください。48本以上で全品未修飾70mer以内の場合、HTSオリゴのご注文の方が安くなる場合があります。詳しくはHTSオリゴのページをご確認ください。

If you intend to order 48 or more oligos with 70 or less bases and no modifications then HTS oligo service might be recommended. Please check HTS Oligo page for the details.

【入力上のご注意】

(1) プレートでのご注文は8本から受け付けています。

(2) オリゴ名称、配列は半角英数字でご入力ください。全角文字は正しく認識されません。オリゴ名称は30文字以内。縮重塩基は一文字国際表記を用いてください。

(3) [「ウェルポジション+オリゴ名称+(5'修飾)+配列+(3'修飾)」] の形式でご入力ください。区切文字はコンマ(,)、セミコロン(;)をご使用ください。

Excelファイルからコピー & ペーストする場合、以下にご注意ください

- ・ 5'修飾がない場合、オリゴ名称と配列の間にタブが2つ追加されますので1つ削除する必要があります。
- ・ 5'または3'修飾がある場合、配列と修飾の間にあるタブを削除する必要があります。

Paste in your oligos with well name [,] [,] sequence e.g.:

A1 name1 ACGTACGTACGTACG -> A1[blank(半角スペース)]name1[blank(半角スペース)]ACGTACGTACGTACG

A2[TAB]name2[TAB]GTA TAG TAG TAG

A3, name3, act gct gct gcc

A4, name4; [FAM]actgctgaactgctgatgca

A5, name5; actgctgaactgctgatgca[PHO]

次へ Next

・ **入力ルール**に従って名称と配列を入力(8本からの注文)

③

・ 「次へ Next」をクリック

6、ご注文プレートオリゴの仕様選択

1枚のプレートがアップロードされました。下記オプションを選択してください。
1 Plates have been uploaded. Please specify their properties below




Plate 01

• 入力されたサンプル数

プレート仕様 PLATE PROPERTIES : PLATE 01

• 精製グレードを選択 ①

精製 Purification : ☐ Salt Free (6-49mers) ☒ OPC (6-160 mers) デフォルトとして設定 Set As Default

• 合成スケールを選択 ②

合成スケール Scale : ☐ 10 nmole (6-70 mers) ☒ 50 nmole (6-160 mers) デフォルトとして設定 Set As Default

• 出荷形状を選択 ③

出荷形状 (Delivery Format) : ☒ 水溶液 DW ☐ 水溶液 TE デフォルトとして設定 Set As Default

• 濃度を選択 (50と100選択可能) ④

濃度 Conc. (pml/μl): 選択してください ▼

• プレートタイプを選択 ⑤

プレートタイプ: 選択してください Please select ▼

96 well / 1.2 ml

96 well / 0.8 ml

☒ 仕様はすべてのプレートに適用されます Use the same sett

• 「確認・適用」をクリック

確認・適用(Check and conform) ⑥

7、ご注文プレートオリゴの確認

ポジションの編集 Edit positionA01

ポジション A01

名称:

配列:

精製 Purification: OPC (6-160 mers)

合成スケール Scale: 50 nmole (6-160 mers)

鎖長 Length: 15 mer

GC: 0 %

Tm: 30 °

Weight: 4636.2 MW [g/mol]

保存 Save

キャンセル Cancel

空にする Empty Well

Plate 01

¥106,250

Ok Pos: 50/96

サンプル数と値段

PLATE 01

プレート名:

プレート情報の削除 Delete Plate

変更を登録する Save Changes

プレートイメージ Plate View

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
A	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
B	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
C	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
D	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
E	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
F	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
G	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
H	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○

○ 空 Empty ● 有効 Valid ● 無効 Invalid ● 変更 Changed

ウェルをクリックすると個別編集可能

1

2

3

かごに追加(Add To Cart)

編集終了後に「保存」をクリック

「かごに追加」をクリック

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY - © Eurofins Scientific (Ireland) Ltd [2022]. All rights reserved. Any use of this material without the specific permission of an authorised representative of Eurofins Scientific (Ireland) Ltd is strictly prohibited.

Title: Presentation title Document Name: PowerPoint template (16-9) MASTER DRAFT EDR: N/A Document owner: Rachel Lopez Last modified on: 23.12.2020

9

6、注文内容の確認

買い物かご 月曜日, 2025/08/25 削除(Delete)

サービス	製品名	オプション	数量	価格	
	PCReadyプライマー (2025/08/25 13:09)	全て編集	4	¥3,960	☐
	PCReadyプライマー 1: AAA AAA AAA AAA AAA (15mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :0%	編集 詳細 特記	1	¥990	☐
	PCReadyプライマー 2: TTT TTT TTT TTT TTT T (16mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :0%	編集 詳細 特記	1	¥990	☐
	PCReadyプライマー 3: CCC CCC CCC CCC CC (14mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :100%	編集 詳細 特記	1	¥990	☐
	PCReadyプライマー 4: GGG GGG GGG GGG GG (14mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :100%	編集 詳細 特記	1	¥990	☐
合計				¥3,960	
(参考価格)					

- 不要の場合、チェックを付けて「削除」をクリック

②

①

- 注文内容と数量、価格を確認

人工遺伝子合成をご依頼の場合、買い物かご内の各オーダーの「詳細」から、選択した制限酵素サイトや避ける制限酵素サイトなどの表示があるか、念のためご確認ください。

表示が無い場合は設定が外れておりますので、再度ご依頼をお願いいたします。

合計には消費税ならびに送料は含まれておりませんのでご注意ください。

製品は、納期の早いものから順次出荷されます。

購入へ(Order)

③

- 「購入」をクリック

7、請求先 & お届け先情報確認

購入手続

① お届け先・サンプル回収

② 請求・解析報告先

③ お届け方法ほか

請求先住所

「請求書送付先」を選択してください。

☒ ユーロフィンジェノミクス株式会社
セールス & マーケティング
101-0065
東京都
千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館12F

請求書送付先

「オリゴ合成/人工遺伝子」製品お届け先住所

「お届け先住所」を選択してください。
オリゴ合成製品のデータシートのお名前は、お届け先住所の氏名となります。

☒ ユーロフィンジェノミクス株式会社
セールス & マーケティング
101-0065
東京都
千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館12F

製品お届け先

新しい住所を設定する。

- 毎回の情報確認が不要の場合はここをチェック

☐ 確認が不要な場合は、チェックを入れてください。次回ご購入時からスキップされます。
ページスキップを戻す場合は、ナビゲーションバーからページに戻り、チェックを外してください。


DNAシーケンスご注文時には、サンプル回収サービスのご確認につき「お届け先/サンプル回収」はスキップされません。

次へ (Next)

- 「次へ (Next)」をクリック

8、注文ご確認メールの配信先を確認

- 登録されたメールアドレスに注文確認メールが配信
- 確認メールに**配列**を記載不要の場合はチェック
- 別の配信先に確認メール送信したい場合に入力(登録されたメールアドレス以外)



- このページの内容確認が不要な場合にチェック

「次へ(Next)」をクリック

DNAシーケンスご注文時には、サンプル回収サービスのご確認につき「お届け先/サンプル回収」はスキップされません。

9、製品発送の方式を選択

「オリゴ合成/人工遺伝子」製品の発送

- 弊社から直送希望の場合選択
- 「土曜日」や「日曜日 & 祝日」着の選択も可能
- 代理店経由でのお届けを希望の場合、ここを選択
- 再度、ご注文内容を確認

直送 - 製品は弊社から直送する
This text describes the standard delivery service

▼土・日祝日に製品受取りを希望される場合は下記チェックボックスにチェックを入れてください
※ストックオリゴ・人工遺伝子製品を除く
Saturday/Sunday/Holiday Arrival checkboxes (excl. Stock oligo & Gene products).

☐ 土曜着 Sat Arrival ☐ 日曜/祝日着 Sun National Holiday Arrival

代理店経由 - 製品は代理店経由でお届けする
This text describes the Agency delivery service

ご注文概要

サービス	製品	オプション	数量	価格
PCReadyプライマー (2025/08/25 15:11)			4	¥3,960
PCReadyプライマー 1: AAA AAA AAA AAA AAA (15mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :0%		詳細	1	¥990
PCReadyプライマー 2: TTT TTT TTT TTT TTT T (16mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :0%		詳細	1	¥990
PCReadyプライマー 3: CCC CCC CCC CCC CC (14mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :100%		詳細	1	¥990
PCReadyプライマー 4: GGG GGG GGG GGG GG (14mer) 10 nmole (6-70 mers) OPC (6-160 mers); GC :100%		詳細	1	¥990
小計				¥3,960
送料:				¥0
消費税:				¥396
合計(参考価格):				¥4,356

購入(Purchase)

「購入」をクリックしたら注文が完了

10、注文完了ページ

ご注文情報

ご注文、誠にありがとうございました。
ご注文内容のお問合せは、以下のご注文番号でお問合せください。
(DNAシーケンスご注文時には、この画面を印刷してご依頼サンプルに同封してください。)

ご注文番号

11300325932

ご注文日

2025/08/25 15:39

小計:

¥3,960

消費税:

¥396

合計(参考価格)

¥4,356

ご注文概要

+	サービス	製品	オプション	数量	価格	
+		PCReadyプライマー (2025/08/25 15:11)		4	¥3,960	
					小計	¥3,960
					送料:	¥0
					消費税:	¥396
					合計(参考価格):	¥4,356

「オリゴ合成/人工遺伝子」配送先住所

ユーロフィンジェノミクス株式会社
セールス&マーケティング
101-0065
東京都
千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館12F

ご請求先住所

ユーロフィンジェノミクス株式会社
セールス&マーケティング
101-0065
東京都
千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館12F

ご依頼ありがとうございました。

[Topページへ戻る](#)
[買い物を継続する](#)

PDF

Print

- 注文完了ページのPDF化
やプリントが可能

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY - © Eurofins Scientific (Ireland) Ltd [2022]. All rights reserved. Any use of this material without the specific permission of an authorised representative of Eurofins Scientific (Ireland) Ltd is strictly prohibited.

Title: Presentation title Document Name: PowerPoint template (16-9) MASTER DRAFT EDR: N/A Document owner: Rachel Lopez Last modified on: 23.12.2020

14